


7

Vous pouvez ensuite dégarnir votre marge de couture de 0,3cm, tout le long de la piqûre que vous venez d'effectuer.


Retournez votre col et repassez.



8

Assemblez un pied de col (le thermocollé) avec le col (endroit du pied de col contre le col partie non thermocollée).


Faites une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord.



9

Assemblez votre deuxième pied de col.

Vos 2 pieds de col doivent prendre en sandwich votre col.



10

Attention !

Votre piqûre commence 1 cm plus loin que le bord et elle se termine aussi 1 cm avant.

Piquez à 1cm du bord.



11

Dégarnissez l'arrondi .

Si vous le souhaitez, vous pouvez cranter tout le long pour que votre col se positionne bien lorsqu'il sera retourné.

